

南非 I 型口蹄疫防护物资及试验耗材采购清单及参数

序号	名称	数量	单位	规格	产品参数
1	防护服	1560	件	40 件/箱	1、连身式，尺寸要求：按采购人要求提供 2、采用非织造布加工而成，更加柔软，穿着舒适； 3、采用高透气膜，透气性佳，不易出汗； 4、防水防飞沫，隔菌不隔心； 5、抗静电、防灰尘，可过滤细小颗粒； 6、符合 GB19082-2009 标准； 7、有效期 ≥ 2 年。 8、重量： ≥ 65 克
2	丁腈手套	100	盒	50 双/盒	1、主要原料：聚氯乙烯（PVC） 2、产品尺寸：M/L 3、产品数量：100 只/盒，M 号 40 盒，L 号 60 盒，共 100 盒 4、产品颜色：透明
3	PE 手套	1	箱	10000 只/箱	
4	医用外科口罩	300	包	10 只/包	1、细菌过滤效率 (BFE) $\geq 98\%$ 主要过滤细菌； 2、颗粒过滤效率 (PFE) $\geq 80\%$ 主要过滤 PM2.5 等非油性颗粒； 3、通气阻力 / 压力差 ≤ 60 Pa ； 4、口罩带强度总和 ≥ 15 N（耳挂式）更符合实际受力情况； 5、鼻夹长度 ≥ 8.5 cm 确保与鼻梁贴合； 6、环氧乙烷残留 ≤ 10 $\mu\text{g/g}$ 若标注“环氧乙烷灭菌”，须符合此限值 7、有效期 2-3 年
5	5ml 采血器	20	盒	100 支/盒	1、规格：100 支/盒 2、组成：可卸锥头座、活塞、芯杆、外套
6	10ml 采血器	80	盒	100 支/盒	3、材质：盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚乙烯材质制造，活塞采用天然乳胶，盛血器润滑剂采用硅油或者氨基脂肪酸材料 4、外套最小分度为 0.5ml，容量允差为 $\pm 6\%$

7	1.5ml 离心管	70	包	500 只/包	1、采用优质聚丙烯材质 2、RCF: 13000 xg 3、核酸低吸附 4、管体刻度线清晰, 带有书写区域可承受 121℃/15psi 高温高压灭菌 5、每个包装都有独立的货号批号标识, 便于质量追踪和溯源 6、无 DNA 酶、无 RNA 酶、无人类 DNA、无热原
8	5ml 抗凝管	60	盒	100 支/盒	1、抗凝成分: EDTA。 2、规格: 5ml。 3、材质: PET 塑料材质, 部分产品采用丁基胶塞。 4、灭菌方式: 标准负压灭菌
9	一次性无纺布帽子	200	包	20 个/包	1、一次性使用护理帽子主要制作材料为无纺布, 经同一工艺加工而成, 20 只/包 2、表面应平整、无孔洞、无污渍、无异味, 缝制均匀, 无毛边及线头。
10	长腰防水一次性靴套	160	包	10 双/包	1、材质:(HDPE)+(纺粘 PP)热熔胶带密封, 防滑玉兰底, 聚丙烯无纺布, 环保, 可降解特点: 2、适用范围:承压清洗作业, 化学容器清洗作业, 农业喷洒作业及农业处理,有害干燥颗粒处理作业, 低毒化学物质混合配制化学品处理, 抗血液及病菌的渗透。 3、特点: 质轻, 耐磨, 无毒, 无气味, 穿戴方便具有防水透气功能, 使穿戴者无闷热感质地柔软, 穿着舒适。该产品为养殖场, 防疫, 科研等场所首选必备物品。
11	一次性无纺布鞋套	50	包	50 双/包	1、一次性使用鞋套主要制作材料为无纺布, 经同一工艺加工而成, 100 双/包 2、顶部配有高弹性橡皮筋, 确保贴合不脱落。 3、有效隔离粉尘、液体喷溅, 降低细菌传播风险。 4、保持穿着舒适, 避免闷脚。
12	一次性实验服	500	件	S-2X	1、白色、SMS 防水透气膜材质、外翻领、前襟单拉头白色拉链、防护门襟、手腕部松紧、2 个口袋 (1 个左胸口袋、1 个右下口袋)。对低危害化学液体的轻度飞溅, 喷淋, 及有害燥粉尘起保护作用 2、洁净室环境应用(可能需要额外洁净处理).一般保洁, 维修与维护作业

					3、轻微粉尘防护、食品处理作业、加工，组装等，油类、树脂类的防护
13	ELISA 稀释板	400	块	200 块/箱	1、孔深/孔内径/培养面积：11mm/7mm/0.32cm ² 2、长*款*高:127mm*85mm*16mm 3、96 孔 圆底 PE 包装 4、200 块/箱
14	200ul 滴头	60	包	1000 个/包	货号，规格：T-200-Y，1000 支/包，黄色
15	20ul 滴头	10	包	1000 个/包	货号，规格：T-20-Y，1000 支/包，白色
16	过硫酸氢钾复合物	1	吨	1kg/桶（包）	1、主要成分：过硫酸氢钾、有机酸、氯化钠 2、本产品特点：本品在水中经过链式反应连续产生次氯酸、新生态氧、氧化和氧化病原体，干扰病原体的 DNA 和 RNA 合成，使病原体的蛋白质凝固变性，进而干扰病原体酶系统的活性，影响其代谢，增加细胞膜的通透性，造成酶和营养物质流失、病原体溶解破裂，进而杀灭病原体。 3、产品功效：用于畜禽舍、空气和饮用水等的消毒。。 4、用法与用量：以本品计。浸泡或喷雾： (1) 畜舍环境消毒、饮水设备消毒、空气消毒、终末消毒、设备消毒、孵化场消毒、脚踏盆消毒，1:200 浓度稀释； (2) 饮用水消毒，1:1000 浓度稀释；(3) 对于特定病原体消毒：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、猪水泡病病毒、传染性法氏囊病病毒，1:400 浓度稀释；链球菌，1:800 浓度稀释；禽流感病毒，1:1600 浓度稀释；口蹄疫病毒，1:1000 浓度稀释；水产养殖鱼、虾消毒，用水稀释 200 倍后全池均匀喷洒，每 1m ³ 水体 0.6~1.2g。 5、规格：有效氯不得少于 10.0% 6、批准文号：兽药字 162753276 7、1000g/桶